



## Aufsetzanleitung für Masken mit Kopfband

Das Aufsetzen einer Maske mit Kopfbändern ist für viele Menschen anfangs etwas umständlich.

### Prüfung vor dem Gebrauch

Bitte lesen sie vor Benutzung der Maske die beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Überprüfen sie, zu welcher Schutzklasse die Maske gehört. Die Schutzklasse ist auf der Box und auf der Maske selbst angegeben. Die Maske muss für die beabsichtigte Anwendung richtig ausgewählt werden. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass die Maske die erforderliche Schutzstufe für die beabsichtigte Anwendung aufweist. Überprüfen sie, ob das Verfallsdatum bereits erreicht wurde (siehe Verpackung). Überprüfen sie, ob die Maske unbeschädigt ist und keine sichtbaren Mängel aufweist. Verwenden sie die Maske nicht, wenn ein Defekt vorliegt oder das Verfallsdatum überschritten wurde.

### So setzen Sie eine Maske mit Kopfbändern auf:



1. Entfalten Sie die Maske und verformen Sie die Nasenbügel mit Ihren Fingern vor.  
Nehmen Sie das untere Kopfband und platzieren es hinter Ihrem Nacken
2. Positionieren sie die Maske unter ihrem Kinn und ziehen sie über ihre Nase, so dass Nase und Mund bedeckt sind.
3. Positionieren sie das obere Kopfband oberhalb der Ohren hinter ihrem Kopf. Justieren sie die Kopfbänder so, dass die Maske dicht auf ihrem Gesicht sitzt.
4. Passen sie den Nasenclip mit Ihren Fingern an ihr Gesicht an, indem sie den Nasenclip an die Nasenflügel anpressen.
5. Prüfen sie die Maske auf dichten Sitz, indem sie beide Hände auf die Maske legen und stark ausatmen. Wenn noch Luft an den Rändern der Maske austritt, passen sie die Maske erneut an und wiederholen sie die Prüfung der Dichtigkeit solange bis die Maske dicht sitzt.

Bei Fragen oder Problemen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung:

Dipl.-Ing. (TU) Frank Sommer  
Lastropsweg 19  
20255 Hamburg  
Tel: 040/431 815 99  
E-Mail: [masks@breathable-masks.de](mailto:masks@breathable-masks.de)  
Web: [www.breathable-masks.de](http://www.breathable-masks.de)